






## AmiVoice Ex7 アップグレード手順について

※本作業前に、AmiVoice Ex7 を終了してください。

■CD を利用してアップグレードする場合



1	CDを読み込み、「setup.exe」をダブルクリックします。	
2	セットアップメニューの「AmiVoice Ex をアップグレード」をクリックします。	
3	画面の指示に従い、セットアップを進めます。	
4	アップグレードを完了します。	

■ユーザーサイトを利用してアップグレードする場合

<p>1</p>	<p>ユーザーサイトからダウンロードした「UpgradeEx****7???.exe」をダブルクリックします。</p> <p>(****には辞書名が入ります) (7??にはバージョン番号が入ります)</p>	 <p>名前 UpgradeExClinic780.exe</p> <p>※画像は AmiVoice Ex7 Clinic (Ver7.80) のアップグレードインストーラーです。</p>
<p>2</p>	<p>「CD を利用してアップグレードする場合」の 3~4 と同様です。</p>	

\*補足

■バージョン確認 (共通)

<p>1</p>	<p>アップグレード作業の完了後、AmiVoice Ex7を立ち上げます。</p>	
<p>2</p>	<p>AmiVoiceバー上で右クリックし、「バージョン情報」をクリックします。</p>	
<p>3</p>	<p>AmiVoice Ex7が正常にアップグレードされているか、バージョンを確認します。</p>	