




AmiVoice Ex7 バージョンアップ手順


既存の AmiVoice Ex7 から、新しいバージョンに置き換える(バージョンアップ、またはアップグレード)作業の手順です。

◆作業前に、AmiVoice Ex7 を終了してください。


1	AmiVoice バーを右クリックします。	
2	表示されたメニューから「終了」をクリックします。	


■CD を利用してバージョンアップする場合

1	盤面に「アップグレード」と記載された CD を PC に読み込ませます。	
2	セットアップメニューが開いたら、「AmiVoice Ex をアップグレード」をクリックします。	




3	画面の指示に従い、セットアップを進めます。	
4	アップグレードを完了します。	

■ユーザーサイトを利用してバージョンアップする場合

1	ユーザーサイトにログインし、所有ライセンス一覧から、バージョンアップ対象のライセンスの「製品ページ」をクリックします。	
2	ページ上部のリリースノートには、バージョンアップ内容や動作環境が記載されています。必ず確認してから、ページをスクロールして「バージョンアップ用インストーラ(EXE 形式)」をクリックし、ダウンロードします。	

3	ユーザーサイトからダウンロードした「UpgradeEx〇〇■■■■.exe」をダブルクリックします。 ※〇〇には辞書名が入ります ※■■■■にはバージョン番号が入ります	 上記は AmiVoice Ex7 Clinic Ver7.97 です
4	「CD を利用してバージョンアップする場合」の3～4と同様です。	

◆補足:現在のバージョンを確認する方法

1	AmiVoice バーを右クリックします。	
2	表示されたメニューから「バージョン情報」をクリックします。	
3	AmiVoice Ex7 の後ろに書かれている数字が、インストールされている製品の現在のバージョンになります。	 上記は AmiVoice Ex7 Clinic Ver7.97 です